

Реанимационно-диагностический тренажер ВИТИМ

Реанимационно-диагностический тренажер ВИТИМ - имеет от 3 до 22 комплексных программ по реанимации:

- при остановке сердцебиения и дыхания, клинической смерти с западанием языка и закупорке дыхательных путей;
- при остановке сердцебиения в результате закупорки дыхательных путей инородным телом;
- при утоплении;
- при ударе электротоком;
- при ломке наркомана с аспирацией агонии;
- при отравлении наркотиками, угарным газом.

А также 13 травматологических программ: остановка кровотечения в височной части, на сонной артерии, на плечевой артерии, на бедренной артерии; остановка артериального кровотечения руки, остановка артериального кровотечения ноги, синдром раздавливания, открытый пневмоторакс, венозное кровотечение руки, венозное кровотечение голени, переломы руки, переломы бедра, переломы голени. Тренажер прост и надежен в эксплуатации. Он готов к работе сразу после включения в сеть и выбора программы.

ВИТИМ 2-01У



Муляж, (торс 800мм) блок питания, рото-носовые маски, инструкция по работе с тренажером, руководство по эксплуатации, кабель аккумуляторный (при необходимости тренажер может быть доукомплектован отдельно аккумулятором).

Данная модификация манекена-тренажера сердечно-легочной реанимации имеет 3 реанимационные программы:

- лёгочная реанимация;
- сердечно-легочно-мозговая реанимация (соотношение компрессия сердца – искусственный вдох 30:2);
- наркотическое отравление.

Кроме того, предусмотрен демонстрационный режим работы.

ВИТИМ 2-2У



Муляж (торс 800мм) дисплей (650x405x130) рото-носовые маски, инструкция по работе с тренажером, руководство по эксплуатации.

Данная модификация тренажера сердечно-легочной реанимации имеет 2 реанимационные программы:


- лёгочная реанимация;
- сердечно-легочно-мозговая реанимация (Соотношение компрессия сердца – искусственный вдох 30:2);

Кроме того, предусмотрен демонстрационный режим работы.

Тренажер сердечно-легочной реанимации "Витим 2-2У" позволяет освоить следующие приемы реанимации:

- освобождение пострадавшего от стесняющей одежды;
- искусственная вентиляция легких (ИВЛ) способами “изо рта в рот” или “изо рта в нос”;
- наружный массаж сердца;
- удаление воздуха из желудка;

ВИТИМ 2-3У



Муляж (торс 800мм) дисплей (650x405x130) рото-носовые маски, инструкция по работе с тренажером, руководство по эксплуатации.

Данная модификация тренажера сердечно-легочной реанимации «Витим 2-3У» имеет 4 реанимационные программы:

- лёгочная реанимация;
- сердечно-легочно-мозговая реанимация (Соотношение компрессия сердца – искусственный вдох 30:2);
- наркотическое отравление;
- ломка наркомана.

Кроме того, предусмотрен демонстрационный режим работы.

ВИТИМ 2-4У




Муляж (торс 800мм) дисплей (650x405x130) рото-носовые маски, инструкция по работе с тренажером, руководство по эксплуатации, звуковое сопровождение.

Данная модификация тренажёра сердечно-легочной реанимации имеет 8 реанимационных программ:

- лёгочная реанимация;
- сердечно-легочно-мозговая реанимация (Соотношение компрессия сердца – искусственный вдох 30:2);
- obturation верхних дыхательных путей инородным телом;
- obturation верхних дыхательных путей корнем языка;
- электротравма;
- утопление;
- наркотическое отравление;
- ломка наркомана.

Кроме того, предусмотрен демонстрационный режим работы.

ВИТИМ 2-8У




Муляж (торс 800мм), дисплей 650x405x130, рото-носовые маски, инструкция по работе с тренажером, руководство по эксплуатации.

Данная модификация тренажёра сердечно-легочной реанимации имеет 6 реанимационных программ:

- лёгочная реанимация;
- сердечно-легочно-мозговая реанимация (Соотношение компрессия сердца – искусственный вдох 30:2);
- obturation верхних дыхательных путей инородным телом;
- obturation верхних дыхательных путей корнем языка;
- электротравма;
- утопление.

Кроме того, предусмотрен демонстрационный режим работы.

ВИТИМ 2-9У



Муляж, (торс 800 мм) дисплей 650x450x130, рото-носовые маски, инструкция по работе с тренажером, руководство по эксплуатации.

Данная модификация тренажёра имеет 8 реанимационных программ:

- лёгочная реанимация;
- сердечно-легочно-мозговая реанимация (Соотношение компрессия сердца – искусственный вдох 30:2);
- obturation верхних дыхательных путей инородным телом;
- obturation верхних дыхательных путей корнем языка;
- электротравма;
- утопление;
- наркотическое отравление;
- ломка наркомана.

Кроме того, предусмотрен демонстрационный режим работы.

ВИТИМ 2-21У



Муляж, (в полный рост 1600 мм) дисплей 950x440x130, рото-носовые маски, инструкция по работе с тренажером, руководство по эксплуатации

Данная модификация тренажёра сердечно-легочной реанимации имеет 3 реанимационные программы:

- поражение электрическим током малой величины от (100 мА до 5 А);
- поражение электрическим током большой величины (свыше 5 А);
- ожог электрическим током большой величины.

Кроме того, предусмотрен демонстрационный режим работы.

ВИТИМ 2-22У



Муляж, (в полный рост 1600 мм) дисплей 950x440x130, рото-носовые маски, инструкция по работе с тренажером, руководство по эксплуатации

Данная модификация тренажёра сердечно-легочной реанимации имеет 22 реанимационные программы:

13 травматологических программ:

- кровотечение в височной области;
- кровотечение в сонной артерии;
- кровотечение в плечевой артерии;
- кровотечение в бедренной артерии;
- артериальное кровотечение руки;
- артериальное кровотечение ноги;
- венозное кровотечение руки;
- венозное кровотечение стопы;
- открытый пневмоторакс (проникающее ранение легкого);
- перелом руки;
- перелом бедра;
- перелом голени;
- краш-синдром.

9 программ общей реанимации